

Warm-Keepit HH108MD2

【特徴】急速保温が必要な用途に最適な機種です。

保冷または凍らしたミルクを短時間で加温して、そのまま設定温度でミルクを保温をします。

表示単位(温度:0.1 単位デジタル表示 / 時間:分:秒デジタル表示)

ドライタイプ保温庫で最速加温です。

急速加温(約12~15分で38) / 標準加温(約40分で38)

哺乳瓶2本(5 保冷の場合約12~15分で38 まで加温。

(湯せんの加温とほぼ同じ短時間で加温します。)

保温効率および庫内の乾燥率が良い設計のドライタイプ保温器です。

庫内有効高さ200mm

【使用方法】

調乳した哺乳瓶を本機に入れて。電源スイッチをON。

約12~15分ほどで保温し、そのまま設定値で保温します。

(哺乳瓶はガラス製を使用して下さい。)

哺乳瓶を取り出して電源OFF。

使う頻度が多い場合は常時電源スイッチを常時ONで、

哺乳瓶を入れて急速保温スタートスイッチを押す(ON)

【製品仕様】

| | |
|--------|--------------------------------|
| 使用電源 | AC100V |
| 消費電力 | 440W「電気料金 約8円 / 24時間」 |
| 本体寸法 | W215 × D220 × H290mm |
| 庫内寸法 | W 82 × D148 × H200mm |
| 有効入数 | ~ 64 × 2本 |
| 使用周囲温度 | 12 ~ 32 |
| 温度設定範囲 | 室温プラス5 ~ 42 (2010.5.12仕様変更) |
| 温度設定単位 | 0.1 |
| 温度表示単位 | 0.1 |
| 温度設定方式 | デジタル設定方式 |
| 温度制御方式 | PID制御方式 / SSR出力採用 |
| 加熱方式 | 低容量分散式ヒーター |
| 庫内温度分布 | ±1.5 |
| 本体材質 | ステンレス(上面、庫内) / 板金(粉体焼き付け塗装) |
| 本体カラー | ホワイト |
| 本体重量 | 8Kg |
| コード長 | 2m |
| 付属品 | トレイ 1 |
| 日本製 | |



Accessory

HH108MD専用トレイ

材質 ステンレス製



KEEPIT 株式会社 生田産業 キービット販売部

TEL 0268-35-1104 or 1536 FAX 0268-35-1561

〒386-0407 長野県上田市長瀬3951-1

e-Mail ikutan@coral.ocn.ne.jp

【用途】哺乳瓶 / シリンジ / エコーゼリー / 点滴容器 / 蒸留水 / 食塩水 / 洗浄液 / カートリッジ / 手術用具 / その他の保温