

Warm-Keepit HH108TS2

【特徴】哺乳瓶6本(10ml~240ml)の保温に最適な機種です。

保冷したミルク10ml~240mlをほぼ同じ時間で保温(少容量のミルクも同じ温度で保温します。)

哺乳瓶5 保冷の場合約45~50分をかけて38℃まで保温します。

コンパクトで使いやすい機種です。(庫内有効高さ230mm/温度:0.1℃単位デジタル表示)

洗浄と拭き取りが容易な専用トレイ付きです。

シリンジの長さが300mm程の保温が必要な場合はHH108PW(庫内有効高さ320mm)があります。

【使用方法】

電源スイッチを通常は常時ONで使用します、長く使わない時はOFFにしてください。

授乳の約1時間前に保冷したミルクを入れて下さい。

このTS2は10ml程の少量のミルクも同時に入れることができます。(EX,PWも同じ仕様)

【製品仕様】

使用電源	AC100V
消費電力	160W「電気料金 約8円/24時間」
本体寸法	W256×D273×H290 (庫内有効高さ230)mm
庫内寸法	W230×D131×H235
有効入数	~ 64×6本
使用周囲温度	12~32
温度設定範囲	32~58 設定可能温度 室温プラス5 ~ 55
温度設定単位	0.1
温度表示単位	0.1
温度設定方式	デジタル設定方式
温度制御方式	PID制御方式/SSR出力採用
加熱方式	低容量分散式ヒーター
庫内温度分布	±1.5
本体材質	上面および庫内(ステンレス) / 板金(粉体焼き付け塗装)
本体カラー	ホワイト
本体重量	8Kg
コード長	2m
付属品	専用トレイ/転倒防止枠
日本製	



Accessory

標準付属品

哺乳瓶用枠セット(6本用)

洗浄・拭き取りがしやすいトレイ式

トレイ 1

枠 1

材質 ステンレス製



KEEPIT 株式会社 生田産業 キープイット販売部

TEL 0268-35-1104 or 1536 FAX 0268-35-1561

〒386-0407 長野県上田市長瀬3951-1

e-Mail ikutan@coral.ocn.ne.jp

【用途】哺乳瓶/シリンジ/エコーゼリー/点滴容器/蒸留水/食塩水/洗浄液/薬品/カートリッジ/手術用具/その他の保温