

弊社の保温器の有利性についてご報告致します。

弊社の特徴について

弊社は病院、大学、各種研究室で使う「恒温機器の専門メーカー」です。恒温機器以外の商品はありません。全ての商品は自社開発しているので特殊な用途への仕様変更なども多く手がけています。

【研究関係の恒温機器】

汎用インキュベータ、動植物育成インキュベータ
ドライバス
ウォーターバス
ビーカー加熱冷却バス など

これらの温度に対する技術がミルクまたは輸液製剤の保温などに応用してあります。

【医療関係の恒温機器】

ドライ式のミルク保温器
ドライ式の輸液製剤保温器

ドライ式のミルク保温器は12年前にHH108EUを開発・販売し用途や改善のために次の機種HH108FW→HH108TS→HH108EX→HH108PW→HH108MAと使いやすく性能の良い機種を出しています。このHH108MAは温めるモードと温め終わったミルクを省エネ保温保持しながら庫内乾燥するモードに切り換える次世代機種で2年前に販売しました。動作は設定温度の強い温風が出てミルクを効率良く温め後弱い温風に変わり保持するモードになります。現在HH108PWもこのMAと同じ仕様に変更し次世代機種になっている使いやすい最新機種です。
この2機種は哺乳瓶、バッグ、シリンジまたは容器の材質がガラス、金属、プラスチックでも可能で温めモードで解凍から保温まですることが出来ます。解凍併用の場合はHH108MAがおすすめです。
先日、〇〇大学様で弊社のミルクの急速保温器2本用 HH108MD2 (100ml/15分保温)を解凍に使っているとの話がありました。〇〇大学様は変更前のHH108PWです。このMD2での解凍使用は少ない量の場合に設定値より熱くなるのでタイマーの時間を短くしているのかなと推測します。出先病院様でも保温PW、解凍MD2で決定のようです。

また、高温殺菌機能については湯せん式では必要でしたがドライ式では庫内の乾燥環境を保持しているので通常の殺菌で十分と考えます。

なお、

ミルク保温器外でもドライ式の輸液製剤用保温器も弊社の得意商品です。参考にご覧頂ければと思います。

ご検討の程よろしくお願ひ致します。

株式会社 生田産業

Tel : 0268-35-1104 (キープイット販売部)

Tel : 0268-35-1536 (代表)

Fax : 0268-35-1561

〒386-0407長野県上田市長瀬3 9 5 1 - 1

mail: ikutan@coral.ocn.ne.jp

URL: <http://www2.ocn.ne.jp/~ikutanet/keepit-top.htm>